


フローサイトメトリー用 抗Cd89ウサギモノクローナル抗体 - P24071

商品番号: CM0009774



前書き

ヒトCD89（FcαR）に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。ヒト検体に反応し、分子量は32kDa。IgAを介した免疫応答の研究に最適。氷袋での発送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD89 mAb
備考/別名	CD89; FcαR; FcαRI; CTB-61M7.2
種	ヒト
遺伝子ID	2204
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD89（NP_001991.1）のアミノ酸22-227に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P24071
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	氷袋