

Fc用 抗Cd8A モノクローナル抗体 - P07725

商品番号: CM0008010

前書き

フローサイトメトリー（FC）用、ラットCD8aを標的とするABflo
647標識ウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原、ラットと反応性あり。CD8+ T細胞解析、免疫細胞フェノタイピング、細胞傷害性リンパ球研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ラットCD8a mAb
備考/別名	T8; Lyl2; Ly-2; CD8a
種	ラット
GeneID (ヒト)	925
GeneID	24930
免疫原	ラットCD8a（NP_113726.1）のアミノ酸26-189に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ラット
SWISS	P07725
タンパク質分子量	32kd
輸送	保冷バッグ