


フローサイトメトリー用抗Cd8Aモノクローナル抗体 - P01732

商品番号: CM0009129



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD8aを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。CD8+T細胞サブセットや免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	925
遺伝子ID	925
免疫原	ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22～182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
配送方法	保冷剤