


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd8Aポリクローナル抗体 - P01732

商品番号: CM0018611



前書き

ヒトCD8Aに対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が確認されています。マウスCD8Aと交差反応します。T細胞および免疫応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD8A ウサギ pAb
別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	925
GeneID	925
免疫原	ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22-182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01732
タンパク質分子量	26kDa
配送方法	氷袋