


WbおよびElisa用 抗Cd8A ウサギポリクローナル抗体 - P01731

商品番号: CM0018925



前書き

マウスCD8A (Lyt-2) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットティングおよびELISAでの検証が完了しています。27

kDaのT細胞共受容体を認識し、免疫応答および細胞傷害性T細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD8A Rabbit pAb
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2; CD8A
生物種	マウス
ヒト遺伝子ID	925
マウス遺伝子ID	12525
免疫原	マウスCD8A組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27 kDa
輸送方法	氷袋