


Anti-Cd8A Rabbit Polymab® For Wb, Ihc-P, Mihc - P01732 / P01731

商品番号: CM0004007



前書き

ヒト/マウスCD8Aを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、mIHC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、カンクイザルのCD8Aを検出します。T細胞免疫および免疫腫瘍学の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	CD8A Rabbit PolymAb®
備考/別名	CD8A;CD8;Leu2;MAL;p32
種	ヒト/マウス
遺伝子ID (ヒト)	925
遺伝子ID	925/l2525
免疫原	ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、カンクイザル
SWISS	P01732/P01731
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
配送	アイスバッグ