

Wb、Elisa用抗Cd8Bポリクローナル抗体 - P10966

商品番号: CM0029451

前書き

ヒトCD8B（CD8beta）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで実証済み、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。MHCクラスI相互作用およびCTL活性化に必須なT細胞表面糖タンパク質CD8ベータ鎖を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD8B ウサギpAb
備考/別名	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta; CD8B
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	926
GeneID	926
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトCD8B（NP_757362.1）のアミノ酸22-170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10966
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷剤