

Anti-Cd8B ウサギモノクローナル抗体（Wb, Fc, Elisa対応） - P10966

商品番号: CM0006814

前書き

ヒトCD8β (CD8B, LYT3)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAで検証済み。T細胞免疫学および免疫チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD8β ウサギ mAb
備考/別名	LY3, P37, LEU2, LYT3, Ly-3, CD8B1, CD8beta, CD8β
種	ヒト
GeneID (ヒト)	926
GeneID	926
免疫原	ヒト CD8B (NP_004922.1) のアミノ酸22-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10966
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ