


ウエスタンブロット、If、Ihc-P、フローサイトメトリー、Elisa用 抗Cd9ウサギモノクローナル抗体 - P21926

商品番号: CM0007016



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、フローサイトメトリー、ELISAで検証済みのCD9ウサギモノクローナル抗体。細胞接着、精子-卵子融合、血小板活性化に参与するヒトCD9テトラスパニンを検出します。研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD9 ウサギ mAb
備考/別名	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	928
遺伝子ID	928
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21926
タンパク質分子量	25 kDa
発送	保冷バッグ