


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd9ウサギポリクローナル抗体 - P21926

商品番号: CM0019823



前書き

高品質なCD9ウサギpAb (P21926)は、WB、IHC-P、ELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。ウサギ由来、免疫原はa.a. 112-195。細胞接着、血小板活性化、精子-卵子融合の研究に信頼性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD9ウサギpAb
備考/別名	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	928
GeneID	928
免疫原	ヒトCD9 (NP_001760.1)のアミノ酸112-195に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21926
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ