

Elisa、Fc用抗Cd90.2ウサギモノクローナル抗体 - P01831

商品番号: CM0011743

前書き

ELISAおよびフローサイトメトリー（FC）で検証されたCD90.2ウサギモノクローナル抗体（mAb）。マウスThy-1膜糖タンパク質（P01831）を認識します。免疫学および神経生物学研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD90.2ウサギmAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
GeneID (ヒト)	7070
GeneID (マウス)	21838
免疫原	マウスCD90.2の組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	ELISA、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
配送出荷	アイスバッグ