

Fc用抗Cd90/Thy1モノクローナル抗体 - P04216

商品番号: CM0004225

前書き

ヒトCD90/Thy1を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。免疫学および神経科学研究における細胞表面CD90の発現解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトCD90/Thy1 mAb
備考/別名	CD90; CDw90
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	7070
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD90/Thy1のアミノ酸20-130を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04216
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	保冷剤