

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd90/Thy1モノクローナル抗体 - P04216

商品番号: CM0002795

前書き

CD90/Thy1（UniProt P04216）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAに対応しています。細胞間相互作用やシナプス形成に関与するヒトおよびラットThy-1膜糖タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD90/Thy1 ウサギmAb
備考/別名	CD90; CDw90; CD90/Thy1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7070
遺伝子ID	7070
免疫原	ヒトCD90/Thy1（P04216）のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04216
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	保冷剤