

Anti-Cd90/Thy1 モノクローナル抗体（Kd検証済み）Wb、Fc、Elisa用 - P04216

商品番号: CM0007282

前書き

ヒトCD90/Thy1 (P04216)を標的とする高品質な組換えウサギモノクローナル抗体。KD値検証済み。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAに最適です。細胞間相互作用およびシナプス形成の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] CD90/Thy1 Rabbit mAb
備考/別名	CD90; CDw90; [KO/KD検証済み] CD90/Thy1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	7070
免疫原	ヒトCD90/Thy1 (NP_006279.2) のアミノ酸20-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04216
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ