

Anti-Cd90/Thy1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01831

商品番号: CM0008305

前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISA用の高品質CD90/Thy1ウサギモノクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのThy-1抗原を認識します。神経科学および細胞膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD90/Thy1 Rabbit mAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	21838
免疫原	マウスCD90/Thy1 (NP_033408.1) のアミノ酸20-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ