

抗Cd90/Thy1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P04216

商品番号: CM0021221

前書き

ヒトCD90/Thy1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実験に検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性Thy-1膜糖タンパク質を検出します。神経科学および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD90/Thy1 ウサギpAb
備考/別名	CD90; CDw90; CD90/Thy1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7070
GeneID	7070
免疫原	ヒトCD90/Thy1（NP_006279.2）のアミノ酸20～130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04216
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	氷袋梱包