

If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd93ウサギモノクローナル抗体 - O89103

商品番号: CM0004083

前書き

マウスCD93（C1q受容体、Ly68）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、免疫蛍光/免疫細胞化学（IF/ICC）、フローサイトメトリー（FC）、ELISAに対応しています。ヒトCD93と交差反応し、食作用、炎症、血管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD93 ウサギmAb
別名	Ly68; AA4.1; C1ql1; C1qrp; 6030404G09Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	22918
遺伝子ID	17064
免疫原	マウスCD93（NP_034870.1）のアミノ酸23～181に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O89103
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	保冷剤