

Fc用抗Cd94モノクローナル抗体 - Q13241

商品番号: CM0005899



前書き

ヒトCD94（KLRD1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、で標識されています。フローサイトメトリーでの使用が検証済みであり、NK細胞およびT細胞の免疫モニタリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD94 mAb
備考／別名	KLRD1; CD94; natural killer cells antigen CD94
対象種	ヒト
遺伝子ID	3824
免疫原	組換えヒトCD94タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	17kDa/20kDa
輸送方法	氷袋