


## Elisa、Fc用 抗Cd95ウサギモノクローナル抗体 - P25446

商品番号: CM0006041



### 前書き

マウスCD95/FAS（アミノ酸22-169）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ELISAおよびフローサイトメトリーで検証済み。マウス組織におけるアポトーシス媒介受容体FASを認識。アポトーシスおよび免疫学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | CD95ウサギmAb                                         |
| 備考/別名       | lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6              |
| 種           | マウス                                                |
| GeneID (ヒト) | 355                                                |
| GeneID      | 14102                                              |
| 免疫原         | CD95 (NP_032013.2) のアミノ酸22-169に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                |
| カテゴリ        | モノクローナル抗体                                          |
| 適用          | ELISA, FC                                          |
| 交差反応性       | マウス                                                |
| SWISS       | P25446                                             |
| タンパク質分子量    | 37kDa                                              |
| 輸送          | 氷袋                                                 |