


フローサイトメトリー用 Anti-Cd95/Fas モノクローナル抗体 () - P25446

商品番号: CM0008887



前書き

マウス CD95/FAS
を標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイ
トメトリー用に
で直接標識されています。胸腺、肝臓、肺、心臓組織
のアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Mouse CD95/FAS mAb
備考/別名	lpr; APO1-; APT1-; CD95-; TNFR6-; Tnfrsf6
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	355
遺伝子ID (マウス)	14102
免疫原	マウス CD95/FAS のアミノ酸 22-169 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_032013.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25446
タンパク質分子量	37KDa
配送	アイスバック