

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd95/Fasモノクローナル抗体 - P25445

商品番号: CM0005642



### 前書き

ヒトCD95/FAS（UniProt P25445）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、アポトーシスおよび免疫学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD95/FAS Rabbit mAb                                              |
| 備考/別名       | APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6                  |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 355                                                              |
| GeneID      | 355                                                              |
| 免疫原         | 組換えタンパク質：ヒトCD95/FAS（NP_000034.1）のアミノ酸26-173に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                              |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                        |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト                                                               |
| SWISS       | P25445                                                           |
| タンパク質分子量    | 9-38 kDa                                                         |
| 配送          | アイスバッグ                                                           |