

Anti-Cd96 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P40200

商品番号: CM0024294



前書き

ヒトCD96（TACTILE）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCD96を検出します。T細胞およびNK細胞の接着と免疫応答の後期相の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD96 Rabbit pAb
備考/別名	TACTILE; CD96
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10225
GeneID	10225
免疫原	ヒトCD96（NP_937839.1）のアミノ酸270-370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40200
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスパック