


Wb、Fc、Elisa用 抗Cd96 ウサギモノクローナル抗体 - P40200

商品番号: CM0007589



前書き

ウエスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAで検証済みのCD96ウサギモノクローナル抗体です。後期免疫応答に関与するT細胞・NK細胞接着受容体であるヒトCD96を認識します。免疫細胞相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD96 Rabbit mAb
別名	細胞表面抗原CD96; CD96
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10225
GeneID	10225
免疫原	ヒトCD96 (NP_937839.1) のアミノ酸25～519番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40200
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤