


Anti-Cd96/Tactile Rabbit Monoclonal Antibody For Fc, Elisa - Q3U0X8

商品番号: CM0004167



前書き

マウスCD96/TACTILEに対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）およびELISAで検証済み。NK細胞接着に関与するT細胞表面タンパク質を標的とします。免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD96/TACTILE Rabbit mAb
備考/別名	Tactile; 1700109I12Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	10225
GeneID (マウス)	84544
免疫原	マウスCD96/TACTILE (NP_115854.2) のアミノ酸35-536に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q3U0X8
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋