


WbおよびElisa用 抗Cd97 (Adgre5) ウサギポリクローナル抗体 - P48960

商品番号: CM0028383



前書き

ヒトCD97（ADGRE5）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。白血球接着、遊走、炎症性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD97 ウサギ pAb
備考/別名	CD97; TM7LN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	976
GeneID	976
免疫原	ヒトCD97 (NP_001775.2) のアミノ酸240-435に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48960
タンパク質分子量	92kDa
発送	氷袋