


Anti-Cd97 () フローサイトメトリー用モノクローナル抗体 - P48960

商品番号: CM0008164



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、結合抗ヒトCD97モノクローナル抗体。ヒトCD97（移動および炎症に関与する白血球接着GPCR）に反応します。IVD研究および診断薬開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD97 mAb
備考/別名	CD97; TM7LN1
種	ヒト
遺伝子ID	976
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD97 (NP_510966.1) のアミノ酸21-398に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P48960
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスバック