


抗Cd97ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P48960

商品番号: CM0007119



前書き

WB及びELISAアプリケーション向け抗CD97ウサギモノクローナル抗体です。白血球遊走と炎症反応に関与する接着性GPCRであるヒトCD97に特異的に反応します。推定分子量: 92 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD97 ウサギmAb
備考／別名	CD97; TM7LN1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	976
GeneID	976
免疫原	ヒトCD97（NP_510966.1）のアミノ酸21～398番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P48960
タンパク質分子量	92 kDa
輸送方法	氷袋