

Wb、Elisa用 抗Cd97ウサギポリクローナル抗体 - Q9Z0M6

商品番号: CM0020489

前書き

マウスCD97（Adgre5）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。免疫学研究における白血球接着、遊走、GPCRシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD97 ウサギ pAb
備考/別名	Cd97; TM7LN1; CD97
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	976
遺伝子ID	26364
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD97のアミノ酸24-265に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_036055.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Z0M6
タンパク質分子量	90kDa
配送	保冷バッグ