

Fc用抗Cd98モノクローナル抗体 - P10852

商品番号: CM0009616



前書き

フローサイトメトリー用にバリデーション済みの、マウスCD98（SLC3A2）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。マウスモデルにおけるアミノ酸輸送、インテグリンシグナル伝達、腫瘍進行の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD98 mAb
備考／別名	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
種	マウス
GeneID（ヒト）	6520
GeneID	17254
免疫原	マウスCD98（NP_032603.3）のアミノ酸105～526に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P10852
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ