


Wb、If、Ihc、Elisa用抗Cd98/Slc3A2モノクローナル抗体 - P08195

商品番号: CM0007849



前書き

ヒトCD98/SLC3A2（4F2hc）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。アミノ酸トランスポーター研究およびインテグリンシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD98/SLC3A2 ウサギmAb
備考／別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6520
GeneID	6520
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC3A2/CD98hc（NP_002385.3）のアミノ酸206～630に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08195
タンパク質分子量	58～71 kDa
輸送	保冷剤