


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Cd98/Slc3A2モノクローナル抗体 - P08195 / P10852

商品番号: CM0002884



前書き

ヒト/マウスCD98/SLC3A2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。標的は、アミノ酸交換およびインテグリンシグナル伝達に参与するアミノ酸トランスポーターの重鎖です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated]CD98/SLC3A2 Rabbit PolymAb®
備考/別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
種	ヒト/マウス
遺伝子ID (ヒト)	6520
遺伝子ID	6520/17254
免疫原	ヒト/マウスSLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) のアミノ酸206-630に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P08195/P10852
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋