

ウェスタンブロット、免疫蛍光、Elisa用 抗Cd98/Slc3A2

ウサギモノクローナル抗体 - P08195

商品番号: CM0006767



前書き

ヒトCD98/SLC3A2（58 kDa, P08195）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。栄養素取り込み、インテグリンシグナル伝達、ウイルス侵入に関与するアミノ酸トランスポーターの重鎖を標的とします。体外診断薬（IVD）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CD98/SLC3A2 ウサギmAb
備考/別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6520
GeneID	6520
免疫原	ヒトSLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) のアミノ酸461-630に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P08195
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ