


Anti-Cd99ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P14209

商品番号: CM0023366



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのCD99ウサギポリクローナル抗体。T細胞接着および白血球血管外遊出に関与するヒトCD99（MIC2、19 kDa）を標的とします。免疫学および接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD99 Rabbit pAb
備考/別名	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4267
GeneID	4267
免疫原	ヒトCD99（NP_002405.1）のアミノ酸23-124内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14209
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋