

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cd99ポリクローナル抗体 - P14209

商品番号: CM0020880



### 前書き

ヒトサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのCD99ウサギポリクローナル抗体。T細胞接着および白血球血管外遊走に  
関与するCD99抗原を標的とします。組換え免疫原 (aa 23-185)。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                      |
|------------|----------------------------------------|
| 製品名        | CD99 ウサギ pAb                           |
| 備考/別名      | MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99 |
| 種          | ヒト                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4267                                   |
| 遺伝子ID      | 4267                                   |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                               |
| 由来         | ウサギ                                    |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                              |
| 適用         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA               |
| 交差反応性      | ヒト                                     |
| SWISS      | P14209                                 |
| タンパク質分子量   | 19kDa                                  |
| 発送         | 保冷バッグ                                  |