


Wb、If/Icc、Ihc-P、Fc、Elisa用抗Cd99ウサギモノクローナル抗体 - P14209

商品番号: CM0010785



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、FC、ELISAで検証済みの高品質CD99ウサギモノクローナル抗体。T細胞接着に関与するヒトCD99抗原（MIC2、HBA71）と反応します。GeneID：4267、SWISS：P14209。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD99ウサギmAb
備考／別名	MIC2 ; HBA71 ; MIC2X ; MIC2Y ; MSK5X
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4267
GeneID	4267
免疫原	合成ペプチド - ヒトCD99（NP_002405.1）のアミノ酸24～123に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14209
タンパク質分子量	16～19 kDa
配送	保冷バッグ