

Wb用抗Cd99L2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tcz2

商品番号: CM0022037

前書き

CamelBioは、WBおよびELISAで検証済みの抗CD99 L2ウサギポリクローナル抗体を提供しています。ヒト、マウス、ラットのCD99L2に反応します。CD99L2は、白血球の血管外遊走および細胞接着に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD99L2ウサギpAb
備考/別名	CD99B; MIC2L1; CD99L2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83692
免疫原	ヒトCD99L2 (NP_113650.2) のアミノ酸26〜185に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TCZ2
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷剤