

抗Cdaモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P32320

商品番号: CM0007509



前書き

ヒトCDA（シチジンデアミナーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒトおよびマウス種で検証済みです。推定分子量は16 kDaです。ヌクレオチド代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDA ウサギmAb
別名	CDD; CDA
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	978
GeneID	978
免疫原	ヒトCDA（NP_001776.1）のアミノ酸1～146番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P32320
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	保冷剤