


抗Cdaポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P32320

商品番号: CM0024184



前書き

シチジンデアミナーゼ（CDA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCDAを検出可能。ヌクレオシド代謝研究に最適。アクセッション番号：P32320。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDA ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CDD, CDA
種	ヒト
遺伝子ID	978
免疫原	ヒトCDAのアミノ酸1-146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001776.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32320
タンパク質重量	16 kDa
配送	アイスバッグ