

Ihc-P、Fc (細胞内)、Elisa用 抗Cdaウサギモノクローナル抗体 - P32320

商品番号: CM0005965



前書き

CamelBioは、IHC-P、FC (細胞内)、ELISA用にバリデートされた抗CDAウサギモノクローナル抗体を提供します。ピリミジンサルベージ経路に関与するシチジンデアミナーゼであるヒトおよびマウスCDAと反応します。組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDAウサギmAb
備考/別名	CDD; CDA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	978
GeneID	978
免疫原	ヒトCDA (NP_001776.1) のアミノ酸1-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P, FC (細胞内), ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P32320
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ