


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cdaウサギポリクローナル抗体 - P32320

商品番号: CM0015100



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのシチジンデアミナーゼ（CDA）ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスCDA（16 kDa）を検出。ヌクレオチド代謝および顆粒球研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDA ウサギ pAb
備考/別名	CDD; CDA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	978
GeneID	978
免疫原	ヒトCDA（NP_001776.1）のアミノ酸1-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P32320
タンパク質分子量	16kDa
配送	保冷バッグ