


Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Cdc16 ウサギモノクローナル抗体 - Q13042

商品番号: CM0012732



前書き

IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされた高品質な抗CDC16ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCDC16と反応します。細胞周期およびユビキチンリガーゼの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC16 Rabbit mAb
備考/別名	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8881
遺伝子ID	8881
免疫原	合成ペプチド ヒトCDC16 (Q13042) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13042
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスパック