


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cdc16ウサギポリクローナル抗体 - Q13042

商品番号: CM0025708



前書き

ヒトCDC16（APC6）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。APC/C複合体機能、細胞周期調節、ユビキチン化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC16 Rabbit pAb
別名	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8881
免疫原	ヒトCDC16（NP_003894.3）のアミノ酸371～620番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13042
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	保冷剤