


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cdc20ポリクローナル抗体 - Q12834

商品番号: CM0014786



前書き

ヒトCDC20に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスCDC20を認識し、重要なAPC/Cアクチベーターおよび分裂期チェックポイント構成因子です。細胞周期およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC20 Rabbit pAb
備考/別名	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	991
遺伝子ID	991
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDC20 (NP_001246.2) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12834
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋