


Wb、Ihc-P、If/Icc用 抗Cdc20ウサギポリクローナル抗体 - Q12834

商品番号: CM0015382



前書き

ヒトCDC20 (p55CDC)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、
ラットに反応。細胞周期、有糸分裂、APC/C研究に最
適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC20 ウサギ pAb
備考/別名	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
種	ヒト
GeneID	991
免疫原	ヒトCDC20 (NP_001246.2?) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12834
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ