


Wb、Elisa用抗Cdc23ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ujx2

商品番号: CM0012589



前書き

ヒトCDC23（APC8、ANAPC8）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。細胞周期やユビキチンリガーゼ研究に適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC23 ウサギmAb
備考/別名	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8697
GeneID	8697
免疫原	合成ペプチド ヒトCDC23（Q9UJX2）のアミノ酸498～597領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJX2
タンパク質分子量	69 kDa
輸送方法	氷袋