


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cdc23ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ujx2

商品番号: CM0017187



前書き

ヒトCDC23（APC8）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞周期およびユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC23 Rabbit pAb
別名	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8697
GeneID	8697
免疫原	ヒトCDC23 (NP_004652.2) のアミノ酸50～150領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJX2
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤