

抗Cdc25Aウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P30304

商品番号: CM0004684



前書き

ヒトCDC25A（M期誘導ホスファターゼ1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞周期および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC25A ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CDC25A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	993
GeneID	993
免疫原	ヒトCDC25Aの376-524アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_001780.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30304
タンパク質重量	54kDa/59kDa
配送	アイスバッグ