


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cdc25A ウサギ ポリクローナル抗体 - P30304

商品番号: CM0017697



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗CDC25Aポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCDC25A (59

kDa)を検出します。有糸分裂研究のための重要な細胞周期リン酸酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC25A ウサギ pAb
備考/別名	CDC25A2; CDC25A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	993
GeneID	993
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30304
タンパク質分子量	59kDa
輸送	保冷バッグ