

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cdc25B ウサギモノクローナル抗体 - P30305

商品番号: CM0005436

前書き

細胞周期調節に関与する二重特異性ホスファターゼであるヒトCDC25Bに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。有糸分裂の進行と細胞分裂に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC25B ウサギ mAb
備考/別名	CDC25B; cell division cycle 25B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	994
免疫原	合成ペプチド ヒトCDC25B (P30305) のアミノ酸100-200に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30305
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ