

Wb、If/Icc、Elisa向け抗Cdc25Cモノクローナル抗体 - P30307

商品番号: CM0002137



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗Cdc25C抗体。重要な分裂期調節因子かつCDK1ホスファターゼであるヒト、マウス、ラットのCdc25Cを認識します。細胞周期および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	Cdc25C ウサギmAb
別名	CDC25; PPP1R60; Cdc25C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	995
GeneID	995
免疫原	ヒトCdc25C (P30307) のアミノ酸1~100番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30307
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷剤同梱